



HOUSSE DE TRANSPORT POUR VICTIMES CONTAMINEES



MONTAGE RAPIDE

DESCRIPTION COMMERCIALE

La housse de transport pour victimes contaminées est utilisée en cas de risque nucléaire, biologique ou chimique. Elle est adaptée pour tous types de brancards standards.

DESCRIPTION TECHNIQUE

- 1 système de filtration (1 ventilateur, 2 cartouches filtrantes et 2 tuyaux d'air)
- 3 entrées d'air anti-retour
- 3 paires de gants butyle, taille 10
- 3 ceintures de sécurité pour la victime
- Système de ceintures de sécurité pour fixer la housse au brancard
- Ouverture pour l'installation des perfusions
- SAS pour une utilisation sécurisée de matériel médical dans la housse
- Ouverture latérale pour une installation facile du patient
- Dimensions moyennes du sac : 70 x 70 x 35 cm
- Poids : 9.50 kg
- Pliage type «accordéon» - Dimensions déplié : 210 x 55 x 50 cm

ACCESSOIRES FOURNIS :

- 2 batteries pour le système de filtration (une en usage, une en charge)
- 1 chargeur de batterie
- 2 cartouches de rechange (4 au total)

